



ຂັ້ນຕອນການເກັບຕົວຢ່າງ


1. ຮັບປະກັນການໝາຍຫຼອດຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ



2. ຊອກຫາຕຸ່ມບາດແຜທີ່ໃໝ່ ແລ້ວໃຊ້ໄມ້ຕ້ວຍຕຸ່ມບາດແຜ ເອົາໃສ່ຫຼອດ VTM




3. ໃຊ້ໄມ້ຕ້ວຍອັນໃໝ່ເພື່ອ ຕ້ວຍຕຸ່ມບາດແຜທີ່ໃໝ່ຕຸ່ມທີສອງທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກຕຸ່ມທຳອິດ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ



4. ເອົາໄມ້ຕ້ວຍອັນທີ່ສອງລົງໃນຫຼອດ VTM ດຽວກັນກັບໄມ້ທຳອິດ ແລ້ວເກັບຕົວຢ່າງໄວ້ໃນອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 2-8 °C ທັນທີ



ການຫຸ້ມຫໍ່ແບບ 3 ຊັ້ນ



ອຸປະກອນສຳລັບການເກັບຕົວຢ່າງ

1. ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນຕົວເອງ: ເສື້ອກາວ, ຖົງມືທຳມະດາ, ຜ້າອັດປາກດັງກ95, ຖົງປົກເກີບ, ໜ້າກາກປ້ອງກັນໃບໜ້າ/ແວ່ນ.
2. ໄມ້ຕ້ວຍຕົວຢ່າງນ້ຳຢູ່ໃນຕຸ່ມ
3. ພູມປູກນຳສົ່ງຕົວຢ່າງເຊື້ອຈຸລະໂລກ
4. ກ່ອງຢາງພາດສຕິກທີ່ມີຝາອັດ ແລະ ສະອາດສຳລັບເກັບຕົວຢ່າງຕຸ່ມບາດແຜ
5. ບິກເຟີດທີ່ລືບບໍ່ອອກສຳລັບໝາຍກ່ອງຕົວຢ່າງ
6. ສານຝອກຂາວເຈືອປົນ 0.5% ທີ່ກຽມໄວ້ໃໝ່
7. ກ່ອງຂົນສົ່ງທີ່ທົນທານ ແລະ ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ

ຊຸດປ້ອງກັນຕົວເອງ

- ແວ່ນຕາ
- ຜ້າອັດປາກດັງ N95
- ໜ້າກາກປ້ອງກັນໃບໜ້າ
- ເສື້ອກາວ
- ຖົງມືທຳມະດາ
- ຖົງປົກເກີບ



ກ່ອນໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງ

- ຮັບປະກັນວ່າຊຸດ PPE ມີຄວາມພໍດີເໝາະສົມ.
- ກວດ, ກ່ອນນຸ່ງ ຫຼື ນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸດ PPE ຢູ່ໃນສະພາບດີ.
- ອະນາໄມມີກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການໃສ່ຊຸດ PPE

ການເກັບຕົວຢ່າງໂດຍການຕ້ວຍຈາກຕຸ່ມເພື່ອກວດຫາພະຍາດໝາກສຸກລິງ



ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ດຣ ວິລະສັກ ໂສມອຸໄລ 020 55601023
ດຣ ສຸພິດສອນ ຮວດທອງຄຳ 020 56551988